

**Supporto per viscosimetri capillari****SI Analytics**

Supporto per viscosimetri capillari. Tipo 05392. Acciaio VA. Adatto a tutti i viscosimetri Ubbelohde senza sensori TC. Per misurazioni automatiche e manuali. Assicura la posizione verticale del viscosimetro. Scostamento 1°. Inoltre proteggono i viscosimetri capillari da urti con pericolo di rotture.



Code	Description	Packaging
LLG09268790	Supporto per viscosimetro capillare	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

