

**Contenitore per spedizione in azoto AC DS****Cryonos GmbH**

Contenitore per spedizione in azoto con speciale materiale di riempimento per il completo assorbimento dell'azoto liquido. Ciò garantisce il trasporto sicuro di materiale biologico in canestri o rack in acciaio inox. (indicazione tipo -B).

- Contenitore in alluminio, leggero e compatto.
- Coibentazione sottovuoto multistrato.
- Lunghi tempi di tenuta dell'azoto.
- Coperchio chiudibile.
- Conforme ai requisiti ADR e IATA.

1 canestro o 1 rack in acciaio inox incluso nella fornitura.



Code	Description	Packaging
LLG04680197	Contenitore per trasporto AC DS3-L, cap. 5 L, 1 canistro da 276 mm, approvato ADR	1 pz
LLG04680200	Contenitore per il trasporto AC DS10-L, cap. 3,4 L, 1 canistro da 276 mm, approvato ADR	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

