



Burette automatiche, vetro, secondo Schilling, vetro borosilicato 3.3/HDPE, classe B

BRAND

Burette automatiche, vetro, secondo Schilling, vetro borosilicato 3.3/HDPE, classe B

Silberbrand. Tolleranza in classe B, DIN EN ISO 385. Vetro borosilicato 3.3. Tubo di riempimento in PVC e tubo di uscita in silicone. Bottiglia di raccolta in HDPE con base in HDPE. Vite micrometrica in Ottone / PP. Graduazioni ed iscrizioni sono in smalto nero ad alto contrasto. Con striscia Schellbach. Spremendo la bottiglia si ha un riempimento rapido. Facile titolazione usando la vite micrometrica. Si ottiene una titolazione grossolana con la rimozione della vite micrometrica e utilizzando il pulsante. Calibrate per dispensare (EX).



Code	Description	Packaging
LLG06239724	Buretta Schilling classe B - ambrata - 50 mL, Grad. 0,1 ml, Tolleranza 0,1 ± ml - Altezza 900 mm - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz
LLG07981360	Buretta Schilling classe B - ambrata - 25 mL, Grad. 0,1 ml, Tolleranza 0,10 ± ml, - Altezza 650 mm - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz
LLG09271053	Buretta Schilling classe B - 10 mL, Grad. 0,05 ml, Tolleranza 0,05 ± ml - Altezza 530 mm - cap. bottiglia 500 mL	1 pz
LLG09271055	Buretta Schilling classe B - 15 mL, Grad. 0,1 ml, Tolleranza 0,08 ± ml - Altezza 510 mm - cap. bottiglia 500 mL	1 pz
LLG09271056	Buretta Schilling classe B - 25 mL, Grad. 0,1 ml, Tolleranza 0,08 ± ml - Altezza 620 mm- cap. bottiglia 1000 mL	1 pz
LLG09271058	Buretta Schilling classe B - 50 mL, Grad. 0,1 ml, Tolleranza 0,1 ± ml - Altezza 830 mm - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

