



## Soluzione antiappannamento

Soluzione antiappannamento - rimuove facilmente polvere, grasso e residui di sudore - riduce in modo significativo l'appannamento - adatta a tutti i tipi di occhiali, in particolare per lenti plastiche e sensibile e superfici in plastica, anche se rivestite - flacone a spruzzo manuale con meccanismo a pompa - senza propellente - in formato tascabile.



Code	Description	Packaging
LLG06270626	Soluzione antiappannamento	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

