

**Contenitore per reagenti****Heathrow Scientific**

Contenitore per reagenti. Con intervalli di graduazione di 25 ml e trattini per evitare che i serbatoi impilati si attacchino tra di loro. Per pipette multicanale. Il fondo di ogni serbatoio ha una forma che si restringe per permettere di prelevare anche l'ultima goccia di liquido.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

