

**Guanti protettivi Criogenici CRYOKIT 4, CRYOKIT 55**

tec-lab GmbH

Guanti protettivi Criogenici CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Adatti a tutti i lavori con azoto liquido e altri gas criogenici fino a ca. -196°C .

Protegge da freddo e ustioni da contatto in caso di perdite di gas liquido. Il

guanto impermeabile è fatto di un tessuto elastico e laminato speciale.

Isolamento interno: tessuto multistrato poliestere (410 g / m²) e membrana poliolefina porelle.

Secondo le normative EN 511, EN 420, EN 388, Cat III. Attenzione: Non previsto per l'immersione in azoto liquido o altri criogenici liquidi.

1 paio per confezione



Code	Description	Packaging
LLG06270632	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 7, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270633	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 8, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270634	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 9, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270635	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 10, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270636	Guanti per basse temperature Cryokit400, misura 11, lungh. 400 mm	2 pz
LLG06270637	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 8, lungh. 550 mm	2 pz
LLG06270638	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 9, lungh. 550 mm	2 pz
LLG06270639	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 10, lungh. 550 mm	2 pz
LLG06270640	Guanti per basse temperature Cryokit550, misura 11, lungh. 550 mm	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

