



## Aspiratore Pi-pump 2500

Aspiratore Pi-pump 2500. Adatto per pipette in vetro e plastica. Aspirazione ed erogazione tramite rotazione di una manopola. Garanzia di fuoriuscita completa del liquido mediante pressione della valvola di scarico. Il modello di colore giallo, da 0,2ml, è privo della valvola di scarico.



Code	Description	Packaging
LLG09273873	Aspiratore per pipette Pi-pump, Per pipette 2,0 fino a ml, Colore blu	1 pz.
LLG09273874	Aspiratore per pipette Pi-pump, Per pipette 10,0 fino a ml, Colore verde	1 pz.
LLG09273875	Aspiratore per pipette Pi-pump, Per pipette 25,0 fino a ml, Colore rosso	1 pz.
LLG09273872	Aspiratore per pipette Pi-pump, Per pipette 0,2 fino a ml, Colore giallo	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

