



Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata

**BRAND**

### **Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata**

Forma alta. Silberbrand® Eterna. Graduazioni ed iscrizioni in bruno penetrante ETERNA. Con base esagonale e becco. Calibrati a contenere "In". Classe B. Conformi DIN EN ISO 4788. Disponibile con base in vetro o in PP, removibile, e collare protettivo in PP (il piede e il collare in plastica non sono autoclavabili).



Code	Description	Packaging
LLG09274008	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, capacità 10 ml, grad. 0,2 ml, tolleranza $\pm 0,15$ ml, altezza 140 mm, base vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274020	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, capacità 25 ml, grad. 0,5 ml, tolleranza $\pm 0,4$ ml, altezza 170 mm, base vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274028	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, capacità 50 ml, grad. 1 ml, tolleranza $\pm 0,8$ ml, altezza 200 mm, base vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274038	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, capacità 100 ml, grad. 1 ml, tolleranza $\pm 0,8$ ml, altezza 260 mm, base vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274048	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, capacità 250 ml, grad. 2 ml, tolleranza $\pm 1,5$ ml, altezza 335 mm, base vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274054	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, capacità 500 ml, grad. 5 ml, tolleranza $\pm 4$ ml, altezza 365 mm, base vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274062	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, Capacità 1000 ml, Grad. 10 ml, Tolleranza $8 \pm$ ml, Altezza 465 mm, Base Vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274064	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe B, graduazione ambrata, Capacità 2000 ml, Grad. 20 ml, Tolleranza $15 \pm$ ml, Altezza 505 mm, Base Vetro	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

