



Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu

BRAND

Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu

Forma alta. BLAUBRAND®. DIN EN ISO 4788. Marcatura DE-M. Graduazione blu. Base esagonale e becco. Calibrati a contenere "In". Graduazioni e iscrizioni in smalto blu ad alto contrasto. Tutti i cilindri Blaubrand® sono forniti con numero di lotto e certificato di lotto per confezione. Disponibili anche con certificato individuale USP o certificato individuale di calibrazione DAkkS (ex DKD), su richiesta. E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del produttore.



Code	Description	Packaging
LLG09274108	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 10 ml, Grad. 0,2 ml, Tolleranza $\pm 0,10$ ml, Altezza 140 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274120	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 25 ml, grad. 0,5 ml, tolleranza $\pm 0,25$ ml, altezza 170 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274128	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 50 ml, Grad. 1 ml, Tolleranza $\pm 0,5$ ml, Altezza 200 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274138	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 100 ml, grad. 1 ml, tolleranza $\pm 0,5$ ml, altezza 260 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 z o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274148	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 250 ml, grad. 2 ml, tolleranza ± 1 ml, altezza 335 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274154	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 500 ml, grad. 5 ml, tolleranza $\pm 2,5$ ml, altezza 365 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 z o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274162	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 1000 ml, Grad. 10 ml, Tolleranza $5,0 \pm$ ml, Altezza 465 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274164	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 2000 ml, Grad. 20 ml, Tolleranza $10 \pm$ ml, Altezza 505 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

