

**Rack per scolamento vetreria, in PS**

Heathrow Scientific LLC

Rack per scolamento vetreria, in PS

Rack versatile per l'utilizzo in molteplici configurazioni, per l'asciugatura sicura di tutta la vetreria e i consumabili.

- Versatile grazie a 2 dimensioni di pioli e cestelli per asciugatura
- L'angolatura dei pioli permette un miglior sostegno dei contenitori, specialmente di quelli larghi e pesanti
- Gancio SureGrip (marchio con registrazione in corso) assicura che la vetreria rimanga in posizione
- Adatto al posizionamento a muro o sul banco di lavoro
- Carico massimo 34.9 kg

La fornitura comprende: rack di scolamento, 36 pioli piccoli (verdi), 36 pioli grandi (blu), 2 vaschette di asciugatura, tubo di drenaggio, accessori per il montaggio



Code	Description	Packaging
LLG06317692	Rack per scolamento vetreria, da banco/parete	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

