



Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate

BRAND

Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate

Forma bassa. Silberbrand Eterna. DIN EN ISO 4788. Con becco e base esagonale. Graduazioni ed iscrizioni in colorazione ambrata permanente Eterna. Calibrati a contenere IN.



Code	Description	Packaging
LLG06316477	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 10 ml, Divisione 1 ml, Altezza 90 mm, Tolleranza $\pm 0,3$ ml	2 pz
LLG06316478	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 25 ml, Divisione 1 ml, Altezza 115 mm, Tolleranza $\pm 0,5$ ml	2 pz
LLG06316481	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 50 ml, Divisione 2 ml, Altezza 145 mm, Tolleranza ± 1 ml	2 pz
LLG06316482	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 100 ml, Divisione 2 ml, Altezza 165 mm, Tolleranza ± 1 ml	2 pz
LLG06316483	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 250 ml, Divisione 5 ml, Altezza 195 mm, Tolleranza ± 2 ml	2 pz
LLG09274608	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, capacità 10 ml, divisione 1 ml, altezza 90 mm, tolleranza $\pm 0,3$ ml	1 pz
LLG09274620	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, capacità 25 ml, divisione 1 ml, altezza 115 mm, tolleranza $\pm 0,5$ ml	1 pz
LLG09274628	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, capacità 50 ml, divisione 2 ml, altezza 145 mm, tolleranza ± 1 ml	1 pz
LLG09274638	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, capacità 100 ml, divisione 2 ml, altezza 165 mm, tolleranza ± 1 ml	1 pz
LLG09274648	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, capacità 250 ml, divisione 5 ml, altezza 195 mm, tolleranza ± 2 ml	1 pz
LLG09274654	Cilindri graduati, vetro borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, capacità 500 ml, divisione 10 ml, altezza 250 mm, tolleranza ± 5 ml	1 pz
LLG09274662	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 1000 ml, Divisione 20 ml, Altezza 285 mm, Tolleranza $10 \pm$ ml	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09274664	Cilindri graduati, vetro Borosilicato 3.3, forma bassa, classe B, graduazioni ambrate, Capacità 2000 ml, Divisione 50 ml, Altezza 340 mm, Tolleranza 20 ± ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

