

**Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu****BRAND**

Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu.

Chiari. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non causa il superamento permanente dei limiti di errore. Si raccomanda la pulizia a temperature inferiori a 60°C per preservare le graduazioni e le iscrizioni. La tolleranza di classe A è rispettata anche dopo 20 lavaggi e 10 trattamenti in autoclave. (requisiti DIN 12681: 10 lavaggi e 3 trattamenti in autoclave). Forniti con numero di lotto e certificazione di lotto per unità di imballaggio. Su richiesta, sono anche disponibili con un certificato individuale, certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS. Le certificazioni di lotto ed individuali possono anche essere scaricate dal sito web del fornitore.

-DIN 12681 e ISO 6706

-Marcatura DE-M

-Con graduazioni ed iscrizioni stampate blu



Code	Description	Packaging
LLG09274790	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 10 ml, con certificazione di lotto, grad. 0.2 ml, tolleranza $\pm 0.10$ ml, altezza 145 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274791	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 25 ml, con certificazione di lotto, grad. 0.5 ml, tolleranza $\pm 0.25$ ml, altezza 170 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274792	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 50 ml, con certificazione di lotto, grad. 1 ml, tolleranza $\pm 0.5$ ml, altezza 200 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274793	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 100 ml, con certificazione di lotto, grad. 1 ml, tolleranza $\pm 0.5$ ml, Altezza 250 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274794	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 250 ml, con certificazione di lotto, grad. 2 ml, tolleranza $\pm 1.0$ ml, altezza 315 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274795	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, capacità 500 ml, con certificazione di lotto, grad. 5 ml, tolleranza $\pm 2.5$ ml, altezza 360 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274796	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 1000 ml, Con certificazione di lotto, Grad. 10 ml, Tolleranza A $5 \pm$ ml, Altezza 440 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09274797	Cilindri graduati, PMP, forma alta, classe A, graduazioni blu, Capacità 2000 ml, Con certificazione di lotto, Grad. 20 ml, Tolleranza A $10 \pm$ ml, Altezza 535 mm	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

