

**Pipette singolo canale Acura® manual 825 / 835, volume variabile****Socorex**

Pipette singolo canale Acura® manual 825 / 835, volume variabile. Disponibili con volume fisso o regolabile. L'ultima pipetta Acura® manual è stata progettata con la stessa attenzione dei dettagli che ha reso questo marchio famoso per diverse generazioni di strumenti. Caratterizzata da un design liscio con una facile lettura del volume, la nuova linea di pipette incorpora anche una serie di innovazioni, che rendono il pipettaggio ad alte prestazioni sicuro ed agevole. Caratteristiche della linea Acura® manual - Display digitale per una visualizzazione permanente del volume - Attivazione ultra-dolce che richiede uno sforzo limitato - Justip# Concetto innovativo di espulsione del puntale - Sistema di calibrazione rapida Swift-set - Resistente alla scossa, alla luce UV ed interamente autoclavabile - Certificata CE IVD 98/79 EEC - Tre anni di garanzia



Code	Description	Packaging
LLG09411591	Pipette Acura® 825, Capacità 0,5 - 10 µl	1 pz.
LLG06230186	Pipette Acura® 835, Capacità 200 - 2000 µl	1 pz.
LLG09411597	Pipetta Acura® 825, Capacità 100 - 1000 µl	1 pz.
LLG09411599	Pipette Acura® 835, Cap. 1000 - 10000 µl	1 pz.
LLG09411596	Pipette Acura® 825, Capacità 20 - 200 µl	1 pz.
LLG09411598	Pipette Acura® 835, Cap. 500 - 5000 µl	1 pz.
LLG09411595	Pipette Acura® 825, Capacità 10 - 100 µl	1 pz.
LLG09411592	Pipette Acura® 825, Capacità 1 - 10 µl	1 pz.
LLG09411593	Pipette Acura® 825, Capacità 2 - 20 µl	1 pz.
LLG09411594	Pipette Acura® 825, Capacità 5 - 50 µl	1 pz.
LLG09411590	Pipette Acura® 825, Capacità 200 - 2000 µl	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

