



Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE

**BRAND**

### **Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE**

Tutti i matracci tarati Blaubrand® sono forniti con numero di lotto e un certificato del lotto è incluso nella confezione. Sono disponibili anche con certificato individuale di fabbrica o certificato di calibrazione DAkkS, su richiesta.

-DIN EN ISO 1042

-Marchio DE-M

-Anelli di marcatura e iscrizioni sono in smalto blu ad elevato contrasto

-Calibrati a contenere (IN)



Code	Description	Packaging
LLG04683911	Matracci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappo PP / PE, volume nominale 5 ml, Tolleranza $\pm 0.04$ ml, giunto smerigliato: NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683912	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 10 ml, Tolleranza $\pm 0.04$ ml, NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683913	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 20 ml, Tolleranza $\pm 0.06$ ml, NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683916	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 25 ml, Tolleranza $\pm 0.06$ ml, NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683920	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 100 ml, Tolleranza $\pm 0.10$ ml, NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683921	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 200 ml, Tolleranza $\pm 0.15$ ml, NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG07408401	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza $\pm 0.6$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG09276436	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PE, Volume nominale 10000 ml, Tolleranza $\pm 2.0$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS45/40	1 pz
LLG09276453	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza $\pm 0.4$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS24/29	1 pz
LLG09276454	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 2000 ml, Tolleranza $\pm 0.6$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG09276455	Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PE, Volume nominale 5000 ml, Tolleranza $\pm 1.2$ ml, Dimensione del giunto smerigliato NS34/35	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

