



Matracchi volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE

BRAND

Matracchi volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE

Tutti i matracci tarati Blaubrand® sono forniti con numero di lotto e un certificato del lotto è incluso nella confezione. Sono disponibili anche con certificato individuale di fabbrica o certificato di calibrazione DAkkS, su richiesta.

-DIN EN ISO 1042

-Marchio DE-M

-Anelli di marcatura e iscrizioni sono in smalto blu ad elevato contrasto

-Calibrati a contenere (IN)



Code	Description	Packaging
LLG04683911	Matraci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappo PP / PE, volume nominale 5 ml, Tolleranza ± 0.04 ml, giunto smerigliato: NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683912	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 10 ml, Tolleranza ± 0.04 ml, NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683913	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 20 ml, Tolleranza ± 0.06 ml, NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683916	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 25 ml, Tolleranza ± 0.06 ml, NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683920	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 100 ml, Tolleranza ± 0.10 ml, NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG04683921	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 200 ml, Tolleranza ± 0.15 ml, NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042	2 pz
LLG07408401	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza ± 0.6 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG09276436	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PE, Volume nominale 10000 ml, Tolleranza ± 2.0 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS45/40	1 pz
LLG09276453	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza ± 0.4 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS24/29	1 pz
LLG09276454	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 2000 ml, Tolleranza ± 0.6 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG09276455	Matraci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PE, Volume nominale 5000 ml, Tolleranza ± 1.2 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS34/35	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

