



Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE

BRAND

Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP / PE

Tutti i matracci tarati Blaubrand® sono forniti con numero di lotto e un certificato del lotto è incluso nella confezione. Sono disponibili anche con certificato individuale di fabbrica o certificato di calibrazione DAkkS, su richiesta.

-DIN EN ISO 1042

-Marchio DE-M

-Anelli di marcatura e iscrizioni sono in smalto blu ad elevato contrasto

-Calibrati a contenere (IN)



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04683911 | Matracci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappo PP / PE, volume nominale 5 ml, Tolleranza ± 0.04 ml, giunto smerigliato: NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042 | 2 pz |
| LLG04683912 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 10 ml, Tolleranza ± 0.04 ml, NS10/19, Standard DIN EN ISO 1042 | 2 pz |
| LLG04683913 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 20 ml, Tolleranza ± 0.06 ml, NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042 | 2 pz |
| LLG04683916 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 25 ml, Tolleranza ± 0.06 ml, NS12/21, Standard DIN EN ISO 1042 | 2 pz |
| LLG04683920 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 100 ml, Tolleranza ± 0.10 ml, NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042 | 2 pz |
| LLG04683921 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 200 ml, Tolleranza ± 0.15 ml, NS14/23, Standard DIN EN ISO 1042 | 2 pz |
| LLG07408401 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza ± 0.6 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32 | 1 pz |
| LLG09276436 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PE, Volume nominale 10000 ml, Tolleranza ± 2.0 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS45/40 | 1 pz |
| LLG09276453 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza ± 0.4 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS24/29 | 1 pz |
| LLG09276454 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PP, Volume nominale 2000 ml, Tolleranza ± 0.6 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32 | 1 pz |
| LLG09276455 | Matracci volumetrici, Vetro borosilicato 3.3, Classe A, Graduazioni blu, con tappo PE, Volume nominale 5000 ml, Tolleranza ± 1.2 ml, Dimensione del giunto smerigliato NS34/35 | 1 pz |





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

