



Unità di controllo per agitatori MIXdrive

02-mag

Unità di controllo per agitatori MIXdrive.

MIXcontrol eco:

Unità di controllo pre-ottimizzata, regolazione velocità e ON/OFF ruotando una manopola.

MIXcontrol 20:

Involucro in acciaio inossidabile, display digitale velocità, regolazione potenza 4-step, 20watt.

MIXcontrol40:

Identico al MIXcontrol 20, ma con regolazione potenza 10-step, 40 W, 2 prese per agitatori MIXdrive.



Code	Description	Packaging
LLG09645969	Unità MIXcontrol eco, 120-1200 giri/min, 65x50x45 h mm, 10 W, 0,5 kg	1 pz.
LLG09645970	Unità MIXcontrol 20, 100-1600 giri/min, 200x155x38 mm, 20 W, 1,4 kg	1 pz.
LLG09645971	Unità MIXcontrol 40, 100-2000 giri/min, 200x155x38 mm, 40 W, 1,4 kg	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

