



Pipette monocanale Transferpettor Digital, con tappi in PP

BRAND

Pipette monocanale Transferpettor Digital, con tappi in PP

La fornitura include:

Transferpettor, marcatura DE-M, certificato di qualità



Code	Description	Packaging
LLG09280724	Pipette monocanale a volume variabile Transferpettor Digital, con tappi in PP, Volume 100 ... 500 µl, Divisione 1 µl, Precisione 0,5 ± R%, Precisione 0.2, Codifica colore verde, Densità del media 13,6 g/cm ³ ,	1 pz
LLG09280726	Pipette monocanale a volume variabile Transferpettor Digital, con tappi in PP, Volume 200 ... 1000 µl, Divisione 1 µl, Precisione 0,5 ± R%, Precisione 0.2, Codifica colore giallo, Densità del media 13,6 g/cm ³	1 pz
LLG09280730	Pipette monocanale a volume variabile Transferpettor Digital, con tappi in PP, Volume 1.000 ... 5000 µl, Divisione 10 µl, Precisione 0,5 ± R%, Precisione 0.2, Codifica colore rosso, Densità del media 13,6 g/cm ³	1 pz
LLG09280732	Pipette monocanale a volume variabile Transferpettor Digital, con tappi in PP, Volume 2.000 ... 10000 µl, Divisione 10 µl, Precisione 0,5 ± R%, Precisione 0.2, Codifica colore arancione, Densità del media 13,6 g/cm ³	1 pz