

**Occhiali di sicurezza panoramici 2890 e 2890SA****3M Deutschland**

Occhiali di sicurezza panoramici 2890 e 2890SA. Gli occhiali di sicurezza 3M# 2890 e 289SA sono classici occhiali panoramici, con un design moderno e sottile. Hanno lenti in acetato anti-appannamento che offrono protezione efficace e vista ottimizzata. L'ampia, confortevole e regolabile fascia per il capo, insieme alle guarnizioni e alle scanalature laterali, consentono di indossare questi occhiali anche sopra agli occhiali da vista, soluzione ideale per molte applicazioni in laboratorio. Possono essere indossati con la serie 4000 di semi-maschere 3M, per una completa protezione del viso. Adatti da indossare sopra gli occhiali da vista. Compatibili con la serie 4000 di semi-maschere 3M. Tipo 2890 con ventilazione indiretta. Tipo 2890SA senza ventilazione, a tenuta. Protezione contro gas e polveri fini. Eccellente resistenza chimica. Protezione UV- EN 166.



Code	Description	Packaging
LLG06266909	Occhiali a maschera 2890, lenti in policarbonato 2C-1,2 3M 1 N BT 9;	1 pz.
LLG06235920	Occhiali a maschera 2890SA, lenti in acetato 2C-1,2 3M 1 N FT;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

