

**Sistema manuale InKjel M di digestione rapida a IR****Behr**

Sistemi per digestione rapida InKjel con regolazione manuale della potenza e riscaldamento diretto del campione tramite sorgente a raggi infrarossi (1500 W).

- Sorgente a raggi infrarossi al quarzo con picco a 830°C entro 1 min.
- Riscaldamento particolarmente uniforme in tutte le posizioni.

Tutti i sistemi InKjel sono dotati completamente con mensole multi-livello, unità di estrazione fumi, rack per campioni e contenitori in vetro per digestione.

Configurazioni disponibili:

- 6 provettoni per digestione cad. da 250 ml
- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml
- 12 provettoni per digestione cad. da 250 ml
- 4 provettoni per digestione cad. da 500 ml
- 4 provettoni per digestione cad. da 750 ml



Code	Description	Packaging
LLG09843757	Sistema digestione rapido a IR InKjel 1210 M, per 12 provettoni da 100 ml	1 pz.
LLG09843771	Sistema digestione rapido a IR InKjel 1225 M, per 12 provettoni da 250 ml	1 pz.
LLG09843768	Sistema digestione rapido a IR InKjel 450 M, per 4 provettoni da 500 ml	1 pz.
LLG09843770	Sistema digestione rapido a IR InKjel 625 M, per 6 provettoni da 250 ml	1 pz.
LLG09843769	Sistema digestione rapido a IR InKjel 475 M, per 4 provettoni da 750 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

