



Chiusure crimp ND 8, alluminio, assemblati

LLG Labware

Chiusure crimp ND 8, alluminio, assemblati.



Code	Description	Packaging
LLG04001558	Tappo N 8, alluminio, foro, setto PTFE, bianco, 53° shore D, spess.0,25mm	100 pz
LLG04008198	Tappo N 8, setto PTFE rosso/siliconebianco/PTFE rosso 45° shore A spes.1mm	100 pz
LLG04008200	Tappo N 8, Al, foro, setto gomma rossa/FEP incolore, 45° shore A, spess.1mm	100 pz
LLG06266865	Chiusura crimp ND8 in Al 45° shore A PTFE rosso/silicone bianco c/fessura	100 pz.
LLG09003443	Tappo N 8, foro setto gomma/butile rosso/TEF incolore 60° shore A spes.1mm	100 pz
LLG09003444	Tappo N 8, foro, setto silicone bianco/PTFE rosso, 45° shore A, spes.1,3mm	100 pz
LLG04001552	Tappo N 8, alluminio, foro (no liner)	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

