


**Scatole per conservazione, PP****LLG Labware**

Scatole per conservazione, PP. LLG09405750-751-753-754-756: Con codifica alfanumerica sul lato e sul fondo di ogni cavità. Adatte per conservazione in frigorifero.



Code	Description	Packaging
LLG09405754	Scatola per conservazione, PP, verde	1 pz.
LLG09405760	Scatola per conservazione, PP, verde-neon, 67x67mm, posti 4x4, ND8/9/10/11	1 pz.
LLG09405761	Scatola per conservazione, PP, rosa-neon, 67x67mm, posti 4x4, ND8/9/10/11	1 pz.
LLG09405762	Scatola per conservazione, PP, blu, 67x67mm, posti 4x4, ND8/9/10/11	1 pz.
LLG09405765	Scatole per conservazione, PP, Per ND8, 9, 10, 11, 67x67 mm, posti 4x4	1 pz.
LLG04001528	Scatola per conservazione, PP, blu, per N18/N20, posti 25, 130x130x102 mm	1 pz
LLG09405756	Scatola per conservazione, PP, rossa	1 pz.
LLG09405750	Scatola per conservazione, PP, blu, per N 8, dim. 130x130x45 mm	1 pz.
LLG09405751	Scatola per conservazione, PP, arancione	1 pz.
LLG09405753	Scatola per conservazione, PP, giallo	1 pz.

