



Chiusure snap ring ND 11, PE, pronte assemblate

LLG Labware

Chiusure snap ring ND 11, PE, pronte assemblate.



Code	Description	Packaging
LLG04008257	Tappo N11 blu, setto gomma rossa/TEF incolore 65°/A spess.1mm	100 pz
LLG04008258	Tappo N11 blu, setto silicone bianco/PTFE rosso 55°/A spess.1mm	100 pz
LLG04008259	Tappo N11 blu, setto PTFE rosso/silicone bianco /PTFE rosso 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG06242212	Tappo N11 blu, setto silicone bianco /PTFE blu, fessura a +, 55°/A spess.1mm	100 pz
LLG04001544	Tappo N11 trasp., setto silicone bianco/PTFE rosso, 45°/A spess.1,3mm	100 pz
LLG04008256	Tappo N11 trasp., setto silic.bianco/PTFE blu, fessura a +, 55°/A spess.1mm	100 pz
LLG04008261	Tappo N11 trasparente, setto gomma rossa/PTFE beige 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG06073555	Tappo N11 trasp. setto PTFE rosso/silicone bianco/PTFE rosso 45°/A spess.1mm	100 pz
LLG06267116	Tappo Snap ring 11 mm, PE, trasp., foro centrale, gomma rosso/TEF trasp.	100 pz.
LLG06291662	Chiusure ND11, tappo trasp. foro centro Setto Gomma rossa/TEF trasp.	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

