



Chiusure crimp ND 20, alluminio, pronte assemblate

LLG Labware

Chiusure crimp ND 20, alluminio, pronte assemblate.



Code	Description	Packaging
LLG07060477	Tappo ND20 argento, foro centrale, senza setto	100 pz
LLG04008275	Tappo ND20 oro, setto butile/PTFE grigio laminato centro 50°/A spes.3mm	100 pz
LLG04001549	Tappo ND20 argento, setto butile grigio chiaro/PTFE grigio 50°/A spess.3mm	100 pz
LLG09003430	Tappo ND20 argento setto butile/PTFE grigio laminato centro 50°/A spess.3mm	100 pz
LLG09003434	Tappo ND20 argento, setto silicone blu/PTFE incolore 40°/A spess.3mm	100 pz
LLG09003454	Tappo ND20 argento, setto butile rosso/PTFE grigio 50°/A spess.3mm	100 pz
LLG09003460	Tappo ND20 argento, setto silicone blanco/PTFE beige 40°/A spess.3mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

