



Setti per tappi Crimp ND 20

LLG Labware

Setti per tappi Crimp ND 20.



Code	Description	Packaging
LLG04008274	Setto N20, silicone blu/PTFE incolore, 40°/A, spess. 3mm	100 pz
LLG07050202	Setto N20, silicone beige/PTFE grigio, 40°/A, spess. 3mm	100 pz
LLG04001550	Setto N20, silicone bianco/foglio alluminio argento, 50°/A, spess. 3mm	100 pz
LLG04008273	Setto N20, butile grigio chiaro/PTFE grigio scuro, 50°/A, spess. 3mm	100 pz
LLG07060427	Setto N20, butile rosso/PTFE grigio, 50°/A, spess. 3mm	100 pz
LLG07071063	Setto N20, butile grigio scuro/PTFE grigio laminato centro, 50°/A, spes.3mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

