

**Omogenizzatore ad ultrasuoni UP200Ht****Hielscher Ultrasonics**

Omogenizzatore ad ultrasuoni UP200Ht. Processatore digitale ad ultrasuoni, 200 watts, frequenza 26kHz (auto-scan), ampiezza 20-100%, impulso 10-100%, utilizzo portatile o su stativo, touch-screen colorato, protetto da funzionamento a secco, giunto in titanio Ø10mm (ampiezza massima al giunto 70mm), illuminazione campione, semplice sostituzione dei Sonotrode, grado IP41, controllo ampiezza o potenza, timer (conto alla rovescia): da 0.1 sec a 99 giorni, arresto quando si è raggiunto l'ingresso di energia finale (Ws, Wh, KWh) autom. Calibrazione della potenza di inattività ampiezza-dipendente, registrazione dati: ampiezza, potenza, tempo, temperatura su ComboCard SD / USB (1GB) interna, visualizzazione e controllo remoto tramite browser su PC/MAC senza installazione software, controllo remoto via PLC, con sensore temperatura, indicazione temperatura: °C/°F (da -50 a +200°C), monitoraggio temperatura, alimentazione 100-240V~, 50-60Hz, grado IP51, alloggiamento in plastica antibatterica, Valigetta per trasporto incluso fissaggio per stativo STH -12 e 3m cavo di rete inclusi.



Code	Description	Packaging
LLG09106620	Processore a ultrasuoni UP200Ht;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

