

**Omogenizzatori uso generale, vetro Borosilicato****GPE**

Omogenizzatori uso generale, vetro borosilicato.

- Mortai con foro di precisione in vetro borosilicato con un range da 5.0 a 55 ml di capacità

- Pestello in vetro borosilicato

- Tutte le parti sono completamente autoclavabili.

Spazio di macinazione tra pestello e mortaio: da 0.152 a 0.254 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06264837	Omogeneizzatore 5ml, L.camera 65mm, L.mortaiolo 95mm, pestello Ø10x195mm;	1 pz.
LLG06264838	Omogeneizzatore 10ml, L.camera 75mm, L.mortaiolo 115mm, pestello Ø13x215mm;	1 pz.
LLG06264840	Omogeneizzatore 30ml, L.camera 105mm, L.mortaiolo 150mm, pestello Ø19x250mm;	1 pz.
LLG06264839	Omogeneizzatore 15ml, L.camera 80mm, L.mortaiolo 120mm, pestello Ø15x220mm;	1 pz.
LLG06264841	Omogeneizzatore 55ml, L.camera 125mm, L.mortaiolo 175mm, pestello Ø25x295mm;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

