

**Diluitore gravimetrico DiluFlow®, 1 o 2 pompe****interscience**

Diluitore gravimetrico DiluFlow®, 1 o 2 pompe. Tutto acciaio inossidabile con un nuovo design, profilo ultra-basso per facile utilizzo in cappa a flusso laminare. Porta USB Disponibile con 1 o 2 pompe.- Veloce ed accurato- Compatto e di facile utilizzo- Uscita RS 232 per LIMS e stampante, USBFornito con: 1 BagOpen® 400 DiluFlow®, 1 braccio fisso, 1 cavo di alimentazione, 1 set di tubi per pompa Ø 6.4 mm per Bottiglia GL45, 1 vaschetta di raccolta, 1 manuale d'uso, garanzia.



Code	Description	Packaging
LLG09569992	Diluitore BabyGravimat DiluFlow, doppia pompa;	1 pz.
LLG09569991	Diluitore BabyGravimat DiluFlow, singola pompa;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

