

**Apparati di estrazione completi e compatti, con riscaldamento****Behr**

Apparati di estrazione completi e compatti, con riscaldamento.

Sistemi di estrazione compatti e completi con base di supporto, mantello riscaldante, supporto per vetreria, tubi e vetreria (pallone di reazione a fondo tondo, estrattore, refrigerante di Dimroth). Regolazione del riscaldamento variabile.

- pratico stativo per tenere il condensatore ben fissato all'estrattore
- dimensioni dell'estrattore da 30 mL a 1000 mL
- l'uso di estrattori con rubinetto allontana la necessità di ogni distillazione aggiuntiva dopo l'estrazione
- condensatori con connessioni a vite per i tubi



Code	Description	Packaging
LLG09843778	Sistema per estrazione grassi, 100 ml con palloni da 250 mL	1 pz.
LLG09843786	Sistema per estrazione grassi, 100 ml con palloni da 250 mL e rubinetto	1 pz.
LLG09843779	Sistema per estrazione grassi, 250 ml con palloni da 500 mL e rubinetto	1 pz.
LLG09843777	Sistema per estrazione grassi, per 30 ml con palloni da 100 mL	1 pz.
LLG09843836	Sistema per estrazione grassi, 30 ml con palloni da 100 mL e rubinetto	1 pz.
LLG09843838	Sistema per estrazione grassi, 500 ml con palloni da 1 L e rubinetto	1 pz.
LLG09843835	Sistema per estrazione grassi, 60 ml con palloni da 250 mL	1 pz.
LLG09843837	Sistema per estrazione grassi, 60 ml con palloni da 250 mL e rubinetto	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

