

**Analizzatore portatile per gas serie 04****Riken Keiki GmbH****Analizzatore portatile per gas serie 04**

Per il monitoraggio dei gas nell'ambiente. Misura la concentrazione di gas tossici e ossigeno nell'atmosfera, un allarme si attiva quando la concentrazione raggiunge il livello limite settato. Gli allarmi sono costituiti da una luce lampeggiante, un suono intermittente, la lettura della concentrazione del gas intermittente sul display e la vibrazione dello strumento.

- Display LCD
- R-sensore e CO-sensore con H₂-riduzione
- Struttura robusta
- A tenuta di acqua e polvere
- Batteria o batteria ricaricabile

Specifiche

Allarme gas: allarme STEL, allarme TWA, Over

Allarme volume: 80 db

Umidità: 0 ... 95 % RH (OX-04G: 10 ... 90 % RH)

Principio di determinazione: tipo elettrochimico (OX-04G: cella galvanica)

Dimensioni (W x D x H): 54 x 24 x 67 mm

Peso: 93 g

Alimentazione: 2 x AAA batterie alcaline, o 2 x AAA batterie ricaricabili (Ni-MH)

Classe di protezione: IP 66/67

Garanzia (sensore): 3 anni (OX-04G: 1 anno)



Code	Description	Packaging
LLG06317137	Sistema di allerta per gas OX-04 ossigeno 0-25.0%, risoluzione 0.1% con pile alcaline	1 pz
LLG06317139	Sistema di allerta per gas OX-04G ossigeno 0-25.0%, risoluzione 0.1% con pile alcaline	1 pz
LLG06317141	Analizzatore portatile per gas CO-04 monossido di carbonio 0-500 ppm, risoluzione 1 ppm 10 ppm con pile alcaline	1 pz
LLG06317143	Analizzatore portatile per gas CO-04(C-) monossido di carbonio(-H2) 0-500 ppm, risoluzione 1 ppm 10 ppm con pile alcaline	1 pz
LLG06317145	Analizzatore portatile per gas HS-04 solfuro di idrogeno 0-30.0ppm, risoluzione 0.1 ppm 1.0 ppm con pile alcaline	1 pz
LLG06317147	Analizzatore portatile per gas CX-04, monossido di carbonio, ossigeno, con pile alcaline	1 pz
LLG06317149	Analizzatore portatile per gas SC-04 biossido di zolfo 0-20 ppm, risoluzione 0.05 ppm con batterie alcaline	1 pz