



Pesafiltri in vetro DURAN® con coperchio NS

Pesafiltri in vetro DURAN® con coperchio NS. DURAN®. DIN 12605. Con coperchio intercambiabile NS. Con etichetta bianca scrivibile. Stampa a fuoco di capacità e dimensioni. Disponibili in forma alta o bassa.



Code	Description	Packaging
LLG09300022	Pesa filtri, Forma bassa, cap. 6 ml, Ø 25 mm, altezza 25 mm, NS 24/12	1 pz.
LLG09300113	Weighing bottles,DURAN®,tall form,cap. 1	1 pz.
LLG09300023	Pesa filtri, Forma bassa, cap. 15 ml, Ø 35 mm, altezza 30 mm, NS 34/12	1 pz.
LLG09300123	Pesa filtri, Forma alta, cap. 45 ml, Ø 35 mm, altezza 70 mm, NS 34/12	1 pz.
LLG09300021	Pesa filtri, Forma bassa, cap. 15 ml, Ø 40 mm, altezza 25 mm, NS 40/12	1 pz.
LLG09300124	Pesa filtri, Forma alta, cap. 70 ml, Ø 40 mm, altezza 80 mm, NS 40/12	1 pz.
LLG09300032	Pesa filtri,Forma bassa, cap. 30 ml, Ø 50 mm, altezza 30 mm, NS 50/12	1 pz.
LLG09300127	Pesa filtri, Forma alta, cap. 110 ml, Ø 50 mm, altezza 80 mm, NS 50/12	1 pz.
LLG09300037	Pesa filtri, Forma bassa, cap. 45 ml, Ø 60 mm, altezza 30 mm, NS 60/12	1 pz.
LLG09300041	Pesa filtri,Forma bassa, cap. 80 ml, Ø 80 mm, altezza 30 mm, NS 80/12	1 pz.
LLG09300360	Pesafiltri in vetro DURAN® con coperchio NS, Volume nominale 45 ml, Forma alta, diam. contenitore 40 mm, Altezza 65 mm, NS 40/12	1 pz