



## Incubatore refrigerato Peltier IPPeco

Memmert GmbH + Co. KG

### Incubatore refrigerato Peltier IPPeco

Grazie alla sofisticata Advanced Peltier Technology di Memmert, IPPeco è l'incubatore refrigerato più efficiente dal punto di vista energetico e contemporaneamente più potente del suo genere.

I suoi tempi di riscaldamento, raffreddamento e recupero sono molto più brevi rispetto ad apparecchi simili.

L'incubatore refrigerato Peltier permette di risparmiare sui costi di gestione, garantisce la qualità dei campioni e rende il lavoro nei laboratori microbiologici molto più efficiente.

-Modelli di 9 dimensioni differenti (da 32 a 2140 litri di volume)

-2 varianti: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY

-Doppie porte di serie, una esterna in acciaio inox completamente isolato, una interna in vetro: prevenzione da contaminazione, gocciolamenti o aumenti di temperatura, ed allo stesso tempo visione ottimale del carico sensibile attraverso porte interne in vetro ad ampia superficie (dimensioni 1400/2200 porte in acciaio inox con settore in vetro; dimensioni 750, 1060 e 1400 a due ante, dimensione 2200 a tre ante)

-Ventilatori integrati negli elementi Peltier assicurano un rapido trasferimento di energia ed una distribuzione ottimale della temperatura

Range temperatura di lavoro senza luce: da 0 (almeno 20 sotto la temperatura ambiente) a +70 °C

Range temperatura di lavoro con luce: da +10 a +40 °C

Campo di temperatura: 0 a +70 °C

Risoluzione temperatura: 0,1°C

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



## SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con un display a colori

E' possibile trovare una descrizione dettagliata del modello "SingleDISPLAY" su [www.memmert.com](http://www.memmert.com)

Code	Description	Packaging
LLG09537830	Incubatore refrigerato Peltier IPP110eco, Volume nominale 108 litri, numero max. ripiani 5, ripiani inclusi 2, Dim. interne (L x P x H) 560 x 400 x 480 mm, Dim. esterne (L x P x H) 745 x 555 x 864 mm, potenza nominale 0,32 kW, peso 78 kg	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09537831	Incubatore refrigerato Peltier IPpeco, 256 litri, Numero max. ripiani 9, Ripiani incl. 2, Dim. interne (L x P x H) 640 x 500x 800 mm, Dim. esterne (L x P x H) 824 x 655x 1183 mm, potenza nominale 0,6 kW, Peso 114 kg	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

