

**Sistemi da vuoto PC 3001 VARIOpro con condensatore Peltronic****VACUUBRAND**

Sistemi da vuoto PC 3001 VARIOpro con condensatore Peltronic™. Questa unità chimica di pompaggio VARIOpro fornisce un controllo del vuoto tramite preciso e continuo adattamento della velocità del motore della pompa. La dimensione compatta ed il basso peso sono un vantaggio in laboratorio. Il motore a velocità variabile della pompa risponde alle richieste, riduce la perdita di energia e l'usura meccanica, assicurando una lunga vita per il diaframma. L'unità PC 3001 è basata sulla pompa chimica a diaframma MD 1C; il condensatore di emissioni Peltronic™ all'uscita della pompa è altamente efficiente con un design veramente compatto. Fornisce circa il 100% di recupero del solvente, senza nessun altro accessorio esterno.

Parti fornite:

Unità di pompaggio per chimica VARIOpro PC 3001 completa di condensatore Peltronic®, pronta per l'uso, con manuale. Senza cavo di alimentazione, da ordinare separatamente.

Condensatore per vapori esausti Peltronic

Controllo elettronico completamente automatico della temperatura della superficie di raffreddamento e del ventilatore.



| Code        | Description                                                | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09880852 | Condensatore per vapori esausti Tipo Peltronic             | 1 pz.     |
| LLG06901984 | Cavo per pompe a diaframma MD 4CRL NT Spina CEE            | 1 pz.     |
| LLG09882240 | Cavo di alimentazione 230 V, spina CH                      | 1 pz.     |
| LLG09881330 | Sistemi da vuoto PC 3001 VARIO con condensatore Peltronic# | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

