



Contenitori impilabili, da trasporto e stoccaggio, in PP e PE-HD

Contenitori impilabili, da trasporto e stoccaggio, in PP e PE-HD. In PP e PE-HD. La materia prima utilizzata è di alta qualità e risponde alle direttive dell'ufficio federale tedesco per la salute. Colore bianco.



Code	Description	Packaging
LLG09301641	Contenitori da 10 L, dim. int. 410x310x85mm, est. 445x345x90mm, in PP	1 pz
LLG09301663	Contenitori da 23 L, dim. int. 395x295x200mm, est. 460x330x210mm, in PE-HD	1 pz
LLG09301647	Contenitori da 28 L, dim. int. 600x400x120mm, est. 660x450x130mm, in PE-HD	1 pz
LLG09301645	Contenitori da 31 L, dim. int. 480x410x160mm, est. 550x450x170mm, in PE-HD	1 pz
LLG09301661	Contenitori da 35 L, dim. int. 530x315x210mm, est. 600x350x220mm, in PE-HD	1 pz
LLG09301649	Contenitori da 50 L, dim. int. 600x400x210mm, est. 660x450x220mm, in PE-HD	1 pz
LLG09301643	Contenitori da 9 L, dim. int. 510x310x60mm, esterne 560x360x64mm, in PP	1 pz
LLG09301651	Contenitori da 96 L, dim. int. 600x400x400mm, est. 660x450x410mm, in PP	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

