

**Contenitore per il trasporto criogenico AC LT / AC XLT****Cryonos GmbH**

Contenitore approvato ADR.

Fornito con 6 canestri per lo stoccaggio e il trasporto di vials e cannucce..



Code	Description	Packaging
LLG04680190	Contenitori criogenici per stoccaggio AC L50T-S, capacità 50 L, 6 canestri da 120 mm, approvati ADR	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

