



Bottiglia con manico Tipo 2319, 2250, PP

Bottiglia con manico tipo 2319, 2250, PP. Diametro 83mm. Con tappo a vite e maniglie sulla spalla della bottiglia. Graduata. Il collo accetta anche tappi a vite \varnothing 75/62 x altezza 36 mm. A tenuta stagna. Per terreni di coltura, acqua distillata o altre soluzioni. Non utilizzare con sostanze aggressive. Autoclavabile, per migliori risultati, autoclavare usando un'appropriata chiusura con valvola di sfiato.



Code	Description	Packaging
LLG09002721	Bottiglia, PP, Nalgene 2250, con tappo a vite Cap. 10 L, con rubinetto	1 pz.
LLG09011102	Bottiglia, PP, Nalgene 2250, con tappo a vite Cap. 10 L, senza rubinetto	1 pz.
LLG09002722	Bottiglia, PP, Nalgene 2250, con tappo a vite Cap. 20 L, con rubinetto	1 pz.
LLG09011103	Bottiglia, PP, Nalgene 2250, con tappo a vite Cap. 20 L, senza rubinetto	1 pz.
LLG09002723	Bottiglia, PP, Nalgene 2250, con tappo a vite Cap. 50 L, con rubinetto	1 pz.
LLG09011104	Bottiglia, PP, Nalgene 2250, con tappo a vite Cap. 50 L, senza rubinetto	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

