

**Termometri digitali testo 922****Testo**

Termometri digitali testo 922. Apparecchi robusti ed affidabili per misure di routine. Forniti senza sonda. Con 2 canali di misura. Con batteria e protocollo di calibrazione. Per °C, °F, °K. Con visualizzazione della funzione memoria e batterie.

Sonde per testo 922:

- Sonda a penetrazione / immersione
- Sonda a immersione precisa e rapida, stagna
- Sonda a risposta rapida per misure a contatto su superfici
- Sonda robusta e conveniente per aria

Campo di misura: -50 ... +1000°C

Sensore: tipo K (NiCr-Ni)

Precisione: -40 +900 °C:  $\pm 0,5$  °C,  $\pm 0,3$  % del valore medio. oltre:  $\pm 0,7$  °C,  $\pm 0,5$  % del valore medio

Batteria: 9V, 6F22



Code	Description	Packaging
LLG09851325	Termometro digitale Testo tipo 922	1 pz.
LLG09718020	Guaina protettiva contro impatti e polvere	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

