



pH-metro Seven2Go S2

Mettler-Toledo Online

pH-metro Seven2Go™ S2. Modello portatile di routine per misure di pH.

- Nuova intuitiva struttura con menù e con facile e semplice navigazione T-pad in 12 lingue
- Design robusto con protezione IP67 per uso in ambienti difficili ed esigenti
- La funzionalità (ISM®), Utilizzo Intelligente Sensore, riduce il rischio di errori
- Fino a 5 punti di calibrazione con riconoscimento automatico del tampone e compensazione della temperatura
- 4 gruppi di tamponi predefiniti e 1 gruppo di tamponi definito dall'utilizzatore
- Registrazione del punto finale automatica, manuale e dipendente dal tempo
- Memorizzazione per 200 punti dati
- Alimentazione: 4 x 1.5V AA o accumulatori 1.3V NiMH

Parti fornite:

S2-Meter: strumento, clip per elettrodo, istruzioni operative, guida rapida, certificato di test, dichiarazione di conformità e batterie.

S2-Standard kit: come S2-Meter ma con anche InLab Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tampone per pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00.

S2-Field kit: come S2-Standard kit ma con anche bottiglie per calibrazione e valigetta di trasporto uGo™.

S2-Food kit: come S2-Filed Kit ma con anche InLab Solids Pro-IP67 al posto di InLab Expert Pro-ISM-IP67

S2-Light kit: come S2.Standard kit ma anche con InLab Versatile Pro al posto di InLab Expert Pro-ISM-IP67.

Caratteristiche

pH

Range di misura: -2 to 20 pH

Risoluzione: 0.01 / 0.1

Accuratezza: ± 0.01

mV

Range di misura: -1999 ... +1999mV

Risoluzione: 1

Accuratezza: ± 1



Misurazione mV Relativi: si
Temperatura:
Range di misura: -5.0 ... 105.0°C
Risoluzione: 0.1°C
Accuratezza: ±0.5°C
Dimensioni (L x P x H): 222 x 70 x 35mm

Code	Description	Packaging
LLG06265416	Kit da campo Seven2Go pH/mV-S2-Feld-Kit;	1 pz.
LLG06265417	Kit per settore alimentare Seven2Go pH/mV-S2-Food-Kit;	1 pz.
LLG06265418	Kit Seven2Go pH/mV-S2-Light-Kit;	1 pz.
LLG06265414	Unità base Seven2Go pH/mV-S2-Meter;	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06265415	Starter kit Seven2Go pH/mV-S2, c/InLab Expert Pro-ISM-IP67 e tamponi pH	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

