

**Mini centrifuga uniCFUGE 5 con timer e display digitale****LLG Labware**

Mini centrifuga uniCFUGE 5 con timer e display digitale. Microcentrifuga compatta con eccellente rapporto prezzo-prestazioni ed accelerazione fino a 15.595xg. Motore privo di spazzole controllato da microprocessore per velocità fino a 15.000 rpm. Possibilità di lavorare in RPM o RCF. Modo Short-Spin con valori selezionabili RZB e RPM. Rotore ad angolo fisso in alluminio con coperchio, per 12 provette da 1.5/2.0ml con aerodinamica ottimizzata che minimizza la generazione di calore e di rumore durante l'uso. Lettura su largo display LCD con interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo. Rilevazione integrata del bilanciamento con spegnimento automatico. Larghi piedini a ventosa che forniscono una base di appoggio stabile. La centrifuga può essere controllata via computer utilizzando il software incluso, che può immagazzinare fino a 99 programmi definiti dall'utilizzatore. Uscita operativa per registrare in Excel. 3 anni di garanzia. La fornitura consiste in: centrifuga con rotore (coperchio incluso) per 12 provette da 1.5/20ml, alimentazione con cavo USB, 12 adattatori per provette da 0.4/0.5ml, 12 adattatori per provette da 0.2ml, chiave di Allen con manico a T, CD Software, manuale d'uso. Opzionale: rotore (Cod. LLG06263535) per 16 provette da 0.2ml oppure 2 strisce da 8 per PCR.



Code	Description	Packaging
LLG06263530	mini centrifuga uniCFUGE 5	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
LLG06263535	Rotore per 8x0,2 ml provette e PCR-strip, per uniCFUGE 5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

