



Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3118, PC

Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3118, PC. In PC con tappo a vite in PP. Trasparenti. Adatte per centrifughe refrigerate e non, caricabili fino a 50.000 x g. Autoclavabili. Set tappi a vite a tenuta per 10, 30 e 50 mL.



Code	Description	Packaging
LLG09315691	Provette per centrifuga Oak Ridge tipo 3118, 10 ml, Ø 16,1 mm, h 81,7 mm	1 pz.
LLG09315692	Provette per centrifuga Oak Ridge tipo 3118, 28 ml, Ø 25,4 mm, h 101,8 mm	1 pz.
LLG09315693	Provette per centrifuga Oak Ridge tipo 3118, 30 ml, Ø 25,7 mm, h 94,5 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz.
LLG09315694	Provette per centrifuga Oak Ridge tipo 3118, 50* ml, Ø 28,8 mm, h 107,0 mm	1 pz.
LLG09315695	Provette per centrifuga Oak Ridge tipo 3118, 85** ml, Ø 38,2 mm, h 105,7 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

