



Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3114, FEP

Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3114, FEP. Teflon® FEP con tappo a vite in Tefzel® ETFE. Resistenti a tutti gli acidi, basi e solventi. Autoclavabili. Resistenti a temperature da -100 a +150°C. Possono essere utilizzate in centrifughe refrigerate fino a 50.000 x g, a pieno carico. A tenuta stagna. Set separati di tappi a vite a tenuta disponibili in tutte le misure.



Code	Description	Packaging
LLG09315701	Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3114, 10 ml, Ø 16,0 mm, h 81,5 mm	1 pz.
LLG09315702	Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3114, 30 ml, Ø 25,5 mm, h 93,7 mm	1 pz.
LLG09315703	Provette per centrifuga Oak-Ridge tipo 3114, 50* ml, Ø 28,5 mm, h 107,7 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

