



Provette per centrifuga ASTM Blaubrand® con base conica, in vetro borosilicato 3.3

Starke

Provette per centrifuga ASTM Blaubrand® con base conica, in vetro borosilicato 3.3. BLAUBRAND®. Cilindriche, con base conica. Graduazione ed indicazioni smaltate blu ad alto contrasto. Utilizzabili fino RCF 700 xg. Diametro interno collo circa 17 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09315810	Provette per centrifuga ASTM D 91, 100 mL	1 pz.
LLG09315820	Provetta da centrifuga ASTM, base conica, 100 ml, lungh. 167mm;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

