




Raccordi sferici smerigliati in vetro, collegamenti e parti tonde, range pollici, tubo DURAN®

Lenz

Raccordi sferici smerigliati in vetro, collegamenti e parti tonde, range pollici, tubo DURAN®. Prodotti da tubo DURAN®. Bordi smerigliati smussati (maschio) e giunto a coppa (femmina) con anello rinforzato. Conforme ai requisiti DIN 12224 e in aggiunta allo standard DIN.



Code	Description	Packaging
LLG09011615	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 65, Ø Tubo 48,0 mm, Lungh. 170 mm	1 pz.
LLG09011602	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 13/2 mm Ø Tubo 8,0 mm, Lungh. 100 mm	1 pz.
LLG09011603	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 13/5 , Ø Tubo 8,0 mm, Lungh. 100 mm	1 pz.
LLG09011622	Raccordo sferico Tipo Maschio, S 13/2, Ø Tubo 8,0 mm, Lungh. 100 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.
LLG09011623	Raccordo sferico Tipo Maschio, S 13/5, Ø Tubo 8,0 mm, Lungh. 100 mm	1 pz.
LLG09011605	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 19 , Ø Tubo 13,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011609	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 29, Ø Tubo 19,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011610	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 40, Ø Tubo 30,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011613	Raccordo sferico Tipo Femmina, S 35*, Ø Tubo 28,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011625	Ball Members, Inch Range, KS 19	1 pz.
LLG09011629	Raccordo sferico Tipo Maschio, S 29, Ø Tubo 19,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011630	Raccordo sferico Tipo Maschio, S 35*, Ø Tubo 28,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011632	Raccordo sferico Tipo Maschio, S 40, Ø Tubo 30,0 mm, Lungh. 120 mm	1 pz.
LLG09011635	Raccordo sferico Tipo Maschio, S 65, Ø Tubo 48,0 mm Lungh. 170 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

