

**Guaine in PTFE per coni smerigliati****BOLA**

Guaine in PTFE per coni smerigliati. Da infilare tra coni smerigliati. Con anello di rinforzo. Per raccordi conici smerigliati a tenuta di gas, liquidi e di vuoto. Riutilizzabili più volte. Elevata resistenza chimica, assicura una perfetta tenuta evitando contaminazioni da residui di grasso. (Percentuale d'infiltrazione: 1×10^{-4} mbar x $1 \times s^{-1}$). Evita il grippaggio dei raccordi smerigliati, evitando l'utilizzo del grasso. Non sono necessarie guarnizioni o grassi.



Code	Description	Packaging
LLG09011642	Manicotti con smerigliatura normale NS 14/23	1 pz.
LLG09011643	Manicotti con smerigliatura normale NS 19/26	1 pz.
LLG09011644	Manicotti con smerigliatura normale NS 24/29	1 pz.
LLG09011645	Manicotti con smerigliatura normale NS 29/32	1 pz.
LLG09011647	Manicotti con smerigliatura normale NS 45/40	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

