

**Agitatore ad asta uniSTIRRER OH2****LLG Labware**

Agitatore da laboratorio con prezzo congruo, per semplici agitazioni fino a 20 l (H₂O). Regolazione automatica della velocità tra 50 e 2200 rpm tramite tecnologia controllata da microprocessore. Circuiti di sicurezza garantiscono lo spegnimento in situazioni di anti-stallo o sovraccarico. La velocità reale e quella impostata sono rilevate costantemente, assicurando che non si verifichino indesiderate variazioni di velocità anche se cambia la viscosità del campione.

-Motore senza spazzole, privo di manutenzione

-Display digitale della velocità

-Display per variazione velocità o torsione

-Velocità regolabile infinitamente

-Protezione da sovraccarico

-Tappetino antiscivolo

-Involucro sottile

-Funzionamento silenzioso

-Display del codice di errore

-Uscita RS232

Stativo:

Stativo in acciaio inossidabile con morsetto, dimensioni (L x P x H): 200 x 310 x 780 mm, tappetino antiscivolo

Agitatore:

Asta di agitazione ad elica a 4 pale, in acciaio inossidabile, lunghezza stelo 400 mm, diametro di agitazione 50 mm

La fornitura include: Agitatore ad asta LLG-uniSTIRREROH2, stativo, tappetino antiscivolo e asta di agitazione ad elica a 4 pale

Caratteristiche

- Massima quantità agitabile (H₂O): 20 litri.
- Range velocità: 50 ... 2200 min⁻¹.
- Massima viscosità: 10.000 mPas.
- Potenza motore assorbita/erogata: 60/50 W.
- Accuratezza display velocità: ± 3 min⁻¹.
- Massimo momento torcente all'asta di agitazione: 40 Ncm.
- Display: LCD.
- Range mandrino: 0,5 ... 10 mm.
- Dimensioni (LxPxH): 83 x 186 x 220 mm.
- Alimentazione: 110 ... 240 V, 50/60 Hz.
- Grado di protezione: IP 21.
- Garanzia: 3 anni.



Code	Description	Packaging
LLG06263455	Agitatore ad asta uniSTIRRER OH2	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
LLG06263454	Asta di agitazione a 4 pale, Ø 50 mm, stelo Ø 8, 400 mm	1 pz.
LLG06263457	Asta di agitazione a 2 pale, Ø 60 mm, stelo Ø 8, 400 mm	1 pz.
LLG06263458	Asta di agitazione con pala a 3 fori, Ø 67 mm, stelo Ø 8, 400 mm	1 pz.
LLG06263459	Agitatore centrifugo a 2 pale, Ø 80, Ø stelo 8, 400 mm	1 pz.