

**Guaine in PTFE****BOLA**

Guaine in PTFE. Da inserire tra coni smerigliati normalizzati. Indicati per vuoto fino a 0,1 mbar. Riutilizzabili più volte. Con anello di tenuta sulla parte esterna della guaina. Permettono una tenuta senza l'utilizzo di grassi, evitando contaminazioni da residui di grasso nell'analisi. Consentono una facile rimozione dei raccordi evitando grippaggi.



Code	Description	Packaging
LLG09011653	Manicotti di smerigliatura con cordonatura, NS 12/21	1 pz.
LLG04667519	Guaine in PTFE, NS 14/23	10 pz.
LLG09011655	Manicotti di smerigliatura con cordonatura, NS 14/23	1 pz.
LLG04667520	Guaine in PTFE, NS 19/26	10 pz.
LLG09011656	Manicotti di smerigliatura con cordonatura, NS 19/26	1 pz.
LLG09011657	Manicotti di smerigliatura con cordonatura, NS 24/29	1 pz.
LLG04667521	Guaine in PTFE, NS 24/29	10 pz.
LLG04667522	Guaine in PTFE, NS 29/32	10 pz.
LLG09011658	Manicotti di smerigliatura con cordonatura, NS 29/32	1 pz.
LLG04667523	Guaine in PTFE, NS 45/40	5 pz.
LLG09011660	Manicotti di smerigliatura con cordonatura, NS 45/40	1 pz.
LLG09011661	Guaine in PTFE, NS 60/46	1 pz.
LLG09011662	Guaine in PTFE, NS 71/51	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



