

**Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, sterili****Thermo Scientific**

Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, sterili. In PP con tappo a vite in PE-HD. Filettatura a vite esterna. Autoportanti. Resistenti a temperature fino a -196°C. Sterilizzate a raggi gamma. Non citotossiche e Apirogene. Conformi alla Direttiva CE. Libere da DNase/RNase. Con area di scrittura, linea di riempimento e graduazioni stampate sui vials. Versione con barcode disponibile a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09400941	Crioprovetta, 1,2 ml, Ø est. 13,5 mm, h 38 mm, conica, sterile	25 pz.
LLG09400913	Crioprovette System 100, 1,5 ml, Ø est. 12 mm, h 48 mm	25 pz.
LLG04675512	Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, Tipo 5000, Anello di tenuta, Tipo chiusura HDPE , Sterile, Capacità 1.2 ml, Ø est. 13.5 mm, Altezza 38 mm	500 pz
LLG07048747	Crioprovette, Tipo 5012, conica, sterile, 2 ml, Øest.13,5 mm, H 48 mm	1000 pz
LLG09400912	Crioprovette System 100#, 1,0 ml, Ø est. 12 mm, h 38 mm	25 pz.
LLG09400950	Crioprovette, 15,0 ml, Ø est. 33,0 mm, h 47 mm, piatta, sterile	75 pz.
LLG04675510	Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, Tipo 5000, Guarnizione in silicone, SYSTEM 100, Tipo chiusura PP, Sterile, Capacità 1.0 ml, Ø est. 12.0 mm, Altezza 38 mm	500 pz
LLG04675511	Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, tipo 5000, guarnizione in silicone, SYSTEM 100, chiusura PP, sterile, capacità 1.5 ml, Ø est. 12 mm, altezza 48 mm	500 pz
LLG04675513	Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, Tipo 5000, Anello di tenuta, chiusura HDPE, Sterili, 2 ml, Ø est. 13.5 mm, H 48 mm	500 pz
LLG09400942	Crioprovetta, 2,0 ml, Ø est. 13,5 mm, h 48 mm, conica, sterile	25 pz.
LLG06290797	Crioprovette, filettatura esterna, sterile, 5 ml, Øest. 13,5 mm, H 92 mm	50 pz.
LLG09400943	Crioprovetta, 5,0 ml, Ø est. 13,5 mm, h 92 mm, conica, sterile	10 pz.
LLG04675514	Crioprovette con filettatura esterna a vite, PP, Tipo 5000, Anello di tenuta, Tipo chiusura HDPE, Sterile, Capacità 5.0 ml, Ø est. 13.5 mm, Altezza 92 mm	250 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

