




Scatole criogeniche, tipo 5025, 5026, 5027, 5050, in PC, autoclavabili

Thermo Scientific

Scatole criogeniche, tipo 5025, 5026, 5027, 5050, in PC, autoclavabili. Con griglia stampata sul coperchio, per criovials o provette fino a diam. 13.5 mm. Resistente a temperature da -196 a +121°C. Con griglia numerata per facile identificazione di singoli campioni. Il tipo 5050 è una scatola piana con coperchio trasparente in PC, senza griglia, utilizzato per lo stoccaggio di provette di misure varie. Il codice LLG09400927 è solo per provette con diametro fino a 12,5 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09400949	Storage Box 5050, dim. 133x133x52 h mm	1 pz.
LLG09400946	Cryobox 5025, per prov. 1,2/2,0 ml, dim. 76x76x52 h mm, posti 5x5	1 pz.
LLG09400948	Cryobox 5027, per prov. 5,0 ml, dim. 133x133x95 h mm, posti 9x9	1 pz.
LLG09400927	Cryobox SYSTEM 100, per prov. 1/1,5 ml, dim. 133x133x52 h mm, posti 10x10	1 pz.
LLG09400947	Cryobox 5026, per prov. 1,2/2,0 ml, dim. 133x133x52 h mm, posti 9x9	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

