

**Cucchiaino monouso, manico lungo, PS****Bürkle GmbH****Cucchiaino monouso, manico lungo, PS**

Bianco. Utilizzabile per la raccolta di polveri, granulati, paste o liquidi. Il lungo manico permette di raggiungere facilmente il fondo di larghi recipiente e il campionamento da botti, taniche e bottiglie a collo stretto.

- Confezionato singolarmente e disponibile sterilizzato su richiesta
- Lunghezza manico 300 mm
- Realizzato in camera bianca (classe 7)
- Utilizzabile con alimenti



Code	Description	Packaging
LLG04680819	Cucchiaino monouso, manico lungo, PS, 5 ml	10 pz
LLG04680821	Cucchiaino monouso, manico lungo, PS, 20 ml	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

