

**Cucchiaino monouso, manico lungo, PS****Bürkle GmbH****Cucchiaino monouso, manico lungo, PS**

Bianco. Utilizzabile per la raccolta di polveri, granulati, paste o liquidi. Il lungo manico permette di raggiungere facilmente il fondo di larghi recipienti e il campionamento da botti, taniche e bottiglie a collo stretto.

- Confezionato singolarmente e disponibile sterilizzato su richiesta
- Lunghezza manico 300 mm
- Realizzato in camera bianca (classe 7)
- Utilizzabile con alimenti



Code	Description	Packaging
LLG04680819	Cucchiaino monouso, manico lungo, PS, 5 ml	10 pz
LLG04680821	Cucchiaino monouso, manico lungo, PS, 20 ml	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

